

# DSF 130

**Duschstuhl, faltbar**  
**Shower Chair, foldable**

ART. NR. / REF: 550 200 100

CE



**Teile des Duschstuhls –  
Parts of Shower chair**



- 1 Rückenlehne
- 2 Armlehne
- 3 Sitzplatte
- 4 Verstellbarer Fuß
- 5 Arretierung für Sitzplatte

- 1 Backrest
- 2 Armrest
- 3 Seat plate
- 4 Adjustable Foot
- 5 Seat plate interlock

## Vorwort – Foreword

Sehr geehrte Benutzerin,  
sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren zum Kauf eines technisch ausgereiften und sich auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Produktes.

Diese Gebrauchsanweisung dient Ihnen und dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere, gefahrlose Nutzung des Duschstuhls und einer sinnvollen Nutzung der Produktmöglichkeiten.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Diese Gebrauchsanweisung ist sorgsam durchzulesen und muss stets allen Nutzern des Produktes zugänglich sein.

Dear users,

we congratulate on the buying of a technically matured and the best available technology product.

This instructions helps you and the careers as a basis for sure, safe use of the Shower chair and a sensible use of the product possibilities.

The instructions describes the preparation, service, use, servicing and cleaning of the product.

This instructions is to be perused carefully and must be always accessible to all users of the product.

## Indikation – Indication

**Standunsicherheit / Stehufähigkeit bei Gebrauchsminderung / fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten oder andere die Standsicherheit beeinträchtigende Erkrankungen (z.B. Kraftverlust bei bösartigen Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz- Kreislauf- und Lungenerkrankungen) kombiniert mit einer Rumpfhaltungsschwäche, so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche noch ermöglicht wird.**

Standing insecurity / standing inability with use decrease / of missing functional ability of the lower extremities or other illnesses who are affecting the stability (e.g., strength loss with evil illnesses, chronic, advanced heart circulatory illnesses and lung illnesses) infers with a body position weakness, so that an independent use of the shower is still allowed.

## Wiedereinsatz – Reapplication

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

This product is suitable for reapplication. With the processing the standards of the manufacturer must be considered. This standards are made available on inquiry.

## Sicherheitshinweise – Safety instructions

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.
- Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden und festen Sitz zu prüfen.
- Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Einrasten der Sitzplatte können Bekleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Die Kippsicherheit des Duschstuhls ist deutlich geringer als bei normalen Stühlen, vermeiden Sie deshalb seitliches hinausbeugen – **Kippgefahr!**
- **Der Duschstuhl DSF 130 dient ausschließlich der Benutzung durch eine Person bis max. 130 kg auf dem Sitz.**
- Read this instructions carefully.
- Before use all components are to be checked for damages and firm seat.
- While seating, rising and while folding up or engaging the seat plate it's possible to pinch clothing or body Parts.
- The steadiness of the shower chair is clearly lower as with a normal chairs, therefore avoid lateral lean out – Tilting danger!
- The Shower chair DSF 130 serves excluding the use by a person to max. 130 kg on the seat.

## Lieferumfang – Scope of delivery contents

- Umkarton
- Duschstuhl komplett gefaltet
- Bedienungsanleitung
- Covering box
- Shower chair complete, folded.
- Users manual




## Montage – Assembly

Der Duschstuhl ist vormontiert, lediglich die Rückenlehne muss eingeklickt und die 4 Stellfüße müssen montiert werden (siehe nächstes Kapitel).

Entfalten Sie ihn wie abgebildet und stellen Sie die Sitzfläche nach oben.


The shower chair is preassembled, the backrest must be only be latched in and the 4 feet must be assembled (see next chapter).

Unfold him as illustrated and put the seat upwards.



Schwenken Sie beide Seitenteile nach vorne und dann die Sitzplatte nach unten sie auf den Halteklammern aufliegt (Bild 1).

Swing both side parts forwards and then the seat record down them on the hold clips lies (picture 1).



Drücken Sie nun die Sitzplatte kräftig nach unten bis sie hörbar in den Halteklammern links und rechts einrastet (Bild 2).

Press now the seat plate hard down until it engages audible in the hold clips on the left and on the right side (picture 2).




Prüfen Sie den korrekten Sitz der Sitzplatte in den Halteklammern (Bild 3).

Check the correct position of the seat plate in the hold clips. (Picture 3).

## Höheneinstellung der Füße – Height adjustment of footrests

Um die Fußstützen in der Höhe zu verstellen drücken Sie den Messingpin ein. Danach können die Fußstützen 5-fach in der Höhe verstellt werden

To adjust the footrests in the height press the brass pin. Then the footrests can be shifted in 5 steps in the height.



## Typenschild - Type label



- 1 Produktname
- 2 Artikelnummer
- 3 Seriennummer
- 4 Produktionsdatum Jahr/Monat
- 5 Gebrauchsanweisung beachten

- 1 Product name
- 2 Article number
- 3 Serial number
- 4 Date of manufacturing year/month
- 5 Attention: See operating instructions

## Reinigung/Desinfektion/Wartung - Cleaning/Disinfection/Maintenance

REINIGUNG/WARTUNG	CLEANING/MAINTENANCE
Von Hand mit einem feuchten Tuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln regelmäßig reinigen!	Clean regularly by hand with a damp cloth and usual household cleaning agents!
Zur Desinfektion kann ein Sprühdeseinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillof AF	Use spraying disinfectants p.e. Descosept AF or Bacillof AF.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!	Do not use any aggressive detergents!
Schrauben regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!	Screws must be checked regularly and if necessary retightened.

## Technische Daten – Technical Data

MASSE	DIMENSIONS	NIEDRIGSTE EINSTELLUNG	HÖCHSTE EINSTELLUNG
Gesamtbreite	Width	520 mm	530 mm
Gesamthöhe	Height	900 mm	1000 mm
Gesamttiefe	Depth complete	560 mm	580 mm
Sitzhöhe	Hight of seat	420 mm	520 mm
Sitzbreite	Width of seat	410 mm	
Sitztiefe	Depth of seat	430 mm	
Sitztiefe	Depth of seat	410 mm	
Höhe Rückenlehne	Hight of backrest	490 mm	
Verstellung Füße	Adjustment of foots	5-fach / 5 steps	
GEWICHT	WEIGHT		
Komplett	Complete	3,8 kg	
MAXIMALE BELASTUNGEN	MAX. LOADS		
Max. Belastung Rahmen	Max. load frame	130 kg	
MATERIALIEN	MATERIAL		
<b>Rahmen:</b> Aluminiumrohr, pulver beschichtet. <b>Sitzplatte:</b> PE-HD – <b>Frame:</b> Aluminum tube, powder coated. <b>Seat plate :</b> PE-HD			

## Garantie - Warranty

GARANTIE	WARRANTY
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.	We issue a warranty of 24 months from date of purchase.
Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.	Subject to technical alterations. Errors and omissions excepted.





**Ihr Fachhändler – Your specialist Dealer :**

Stand - as per:12 / 2014

[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)