

ROUTER

Leichtgewicht Rollator

Dieser stilvolle Router Rollator hat ein einzigartiges, dreieckiges Profil und einen festen Rahmen. Er ist einer der leichtesten Rollatoren auf dem Markt mit einem max. Benutzergewicht von 150 kg.

5 Jahre
Garantie



www.rehasense.com

Rehasense Europe

Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polen

info@rehasense.com

Copyright Rehasense © 2015



REHA-SENSE

ROUTER

Leichtgewicht Rollator



Klappbar

Er bleibt stabil, wenn er zusammengeklappt wurde. Einfach zu transportieren und zu lagern.

Fest und beanspruchbar

Der Rahmen sowie der Sitz sind auf ein max. Gewicht von 150 kg geprüft. Leichte und zuverlässige Bremsen. stabile und beanspruchbare Räder.

Schiebehilfe

Den Router kann man leicht in 3 Höhen verstellen. Klein 60 – 72 cm (125 - 160 cm Benutzer Höhe), Mittelgroß 66 – 86 cm (135 - 170 cm Benutzer Höhe), Standard 74 – 102 cm (150 - 200 cm Benutzer Höhe). Das optimale Design des Rahmens und der Griffe stellt den bestmöglichen Bedienkomfort

- leicht
- wendig
- sicher



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremsen.



Sitzhöhe: 50, 55, 62 cm




Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete bruchfeste Räder.



Zusammengeklappt bleibt stabil



Praktische abnehmbare Einkaufstasche



Abgerundete Rahmenform

Rahmenfarben:



Weinrot



Graphit



Türkis

HMV: 10.50.04.1184

Technische Daten:



Max. Benutzergewicht: 150 kg

Größe:

(Breite x Tiefe x Höhe)

klein 60 x 68 x 60 - 72 cm

mittelgroß 60 x 68 x 66 - 86 cm

standard 60 x 68 x 74 - 102 cm

Sitzbreite: 46 cm

Höhe: 102 cm

Breite zwischen Handgriffen: 47 cm

Gesamtbreite gefaltet: 22 cm

Bestellnummer & Sitzhöhe:

RRWRS500 (weinrot) Klein - 50 cm,

RRSG500 (graphit) Klein - 50 cm,

RRWRM550 (weinrot) Mittelgroß - 55 cm,

RRSGM550 (graphit) Mittelgroß - 55 cm,

RRWRL600 (weinrot) Standard - 62 cm,

RRSGL600 (graphit) Standard - 62 cm,

RRTUL600 (Türkis) Standard - 62 cm.

Gewicht:

Klein 6,6 kg (+ Tasche 300 g)

Mittelgroß 6,7 kg (+ Tasche 300 g)

Standard 6,8 kg (+ Tasche 300 g)

Rahmenmaterial: Aluminium

Einkaufstasche Maße:

Breite x Tiefe x Höhe

32 x 15 x 28 cm



REHASENSE

Router ist CE -gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte